Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes - Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10.11.2022 Bundesanzeiger vom 14.12.2022 Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.04.0001 Bezeichnung: TAB in TIME

Art.-Nr.: -

Hersteller: AKVIGO GmbH

Produktmerkmale

TAB in TIME ist ein programmierbares Medikamenten-Management-System für die häusliche Umgebung zur Unterstützung der Einnahme der vom Arzt verordneten Medikamente (Tabletten). Das System wird parallel mit jeweils bis zu fünf Bechern für Tabletten und Wasser befüllt, die entsprechend der programmierten Einnahmezeiten für die Medikamenteneinnahme bereitgestellt werden. Das System erinnert akustisch und visuell an die Einnahme der Medikamente zur programmierten Zeit. Bei falscher Einnahme oder falls die Medikamenteneinnahme nicht erfolgt, kann das Gerät konfigurierbare Kontaktpersonen per SMS benachrichtigen. Neben der vorhandenen Mobilfunkanbindung kann zusätzlich als Kommunikationsmedium optional eine frei zugängliche USB-Buchse, ein WLAN oder Bluetooth-Adapter angeschlossen werden. Das System garantiert nicht die zeitlich korrekte Medikamenteneinnahme bei fehlerhafter Programmierung sowie die bewusst fehlerhafte Entnahme. Technische Daten: Breite: 200 mm Tiefe mit geschlossener Schwenkhaube: 460 mm Tiefe mit geöffneter Schwenkhaube: 470 mm Höhe mit geschlossener Schwenkhaube: 225 mm Höhe mit geöffneter Schwenkhaube: 463 mm Touch-Screen (Display): 5 Zoll Gewicht (ohne Becher): 4350 g Fassungsvermögen: 2 x 5 Becher, für Tabletten und Wasser Anschlussspannung: 230 V Betriebsspannung: 24 V Höhe der Bescher: 133 mm Durchmesser der Becher: 70 mm Kapazität der Becher: 250 ml Wasser Funkfrequenzen: E-GSM 900 und LTE B8: Senden: 880-915 MHz, Empfangen: 925-960 MHz DCS 1800 und LTE B3: Senden: 1710-1785 MHz, Empfangen: 1805.1880 MHz LTE B20: Senden: 832-862 MHz, Empfangen: 791-821 MHz Lagerung und Betrieb: Temperatur: Betrieb: 0 bis 55 °C, Lagerung: -20 bis 70°C Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 % Lieferumfang: 1 TAB in TIME-Medikamenten-Management-System 1Gebrauchsanleitung 1 Mikrofaser-Reinigungstuch für den Bildschirm 1 Stecker-Netzteil mit Kabel 1 Touch Pen zur Eingabeunterstützung (Hygiene) 12 klarsichtige Becher für Wasser 12

Produktmerkmale

farbige Becher für Tabletten Verwendungszweck/Indikationen Das Medikamenten-Management-System TAB in TIME kann bei Pflegebedürftigen mit Beeinträchtigung kognitiver Fähigkeiten eingesetzt werden. Über die Versorgung einer Pflegebedürftigen oder eines Pflegebedürftigen mit TAB in TIME entscheiden die Pflegekassen im Einzelfall. Kontraindikationen gemäß Herstellerangaben: Personen, deren gesundheitliche Einschränkungen dazu führen, dass sie die akustisch/visuelle/interaktive Signalgebung nicht erkennen und/oder angemessen in Reaktion und Aktion umsetzen können oder nicht in der Lage sind, TAB in TIME zu bedienen, wie z. B. – mit einer fortgeschrittenen dementiellen Entwicklung, – mit schweren kognitiven, psychischen und motorischen Einschränkungen, Personen, die aufgrund ihrer psychischen oder geistigen Fähigkeiten, ihrer Lern- und Wahrnehmungsdefizite, nicht in der Lage sind, TAB in TIME sicher zu bedienen und/oder die möglichen Gefahren einer falschen Bedienung/Handhabung nicht erkennen oder verstehen.