
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 08.02.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.02.2024
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.99.01.0001

Bezeichnung: Stromversorgung und Kabelverbindungen

Art.-Nr.: -

Hersteller: Vertragspartner nach § 127 SGB V

Produktmerkmale

Unter dieser Abrechnungspositionsnummer kann Zubehör wie Akkus, Netzteile und Kabelverbindungen abgerechnet werden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 08.02.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.02.2024
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 99 Verschiedenes

Positionsnummer: 99.21.01.1001

Bezeichnung: VISIOcoach RP; Art.-Nr.: REF 0103001

Art.-Nr.: -

Hersteller: Odilia Vision GmbH

Produktmerkmale

Technische Merkmale: Die Software wird benutzerfertig auf einem USB Speicher-Stick geliefert: – Rechner mit Microsoft® Windows® 7™/ 8™/10™ – oder Apple Macintosh macOS oder Linux-basierte Betriebssysteme – mindestens 17 Zoll-Monitor – Java JRE 7 kompatible Rechner

Lieferumfang: 1 x USB-Stick mit Visiocoachsoftware 1 x Benutzerhandbuch 1 x

Gebrauchsanweisung Zweckbestimmung/ Indikation: – Das Training ist indiziert bei Patienten mit konzentrischen Gesichtsfeldausfällen (Röhrengesichtsfeld) bei degenerativen Netzhauterkrankungen, z. B. Retinitis pigmentosa (RP).

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 08.02.2024 -
Bundesanzeiger vom 29.02.2024
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 99 Verschiedenes

Positionsnummer: 99.21.01.1002

Bezeichnung: VISIOcoach homonyme Hemianopsie; Art.-Nr.: REF 0101001

Art.-Nr.: -

Hersteller: Odilia Vision GmbH

Produktmerkmale

Technische Merkmale: Minimale Systemvoraussetzung Die Software wird benutzerfertig auf einem USB Speicher-Stick geliefert: – Rechner mit Microsoft® Windows® 7™/ 8™/10™ – oder Apple Macintosh macOS oder Linux-basierte Betriebssysteme – mindestens 17 Zoll-Monitor – Java JRE 7 kompatibel Rechner Lieferumfang: 1 x USB-Stick mit Visiocoachsoftware 1 x Benutzerhandbuch 1 x Gebrauchsanweisung Zweckbestimmung/ Indikation: – Das Training ist indiziert bei Patienten mit gleichseitigen (homonymen) Gesichtsfeldausfällen bei Schädigung der Sehbahn unter anderem nach Schlaganfall, Tumor, Hirnverletzung.