
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.02.01.0005

Bezeichnung: JuzoFlex Malleo, Art.-Nr. 727

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsbandage mit lokalem Druckpolster und Naht.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.02.01.0018

Bezeichnung: Spiralbandage mit Stabilpolster, Art.-Nr. 3072

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsbandage mit Naht, seitlichen Spiralfederverstärkungen und lokalen Druckpelotten.
Geändert am: 15.11.2008
Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.02.01.0019

Bezeichnung: Distorsions-Sprunggelenkbandage, Art.-Nr. 3012

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsbandage mit Naht, lokales Druckpolster und Pronationskeil aus Plastazote, elastisches Korrekturzugband.
Geändert am: 15.11.2008
Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.02.01.0025

Bezeichnung: Juzo Malleo 757 Diagonal zug-Sprunggel enkbandage nach Dr. Malze

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Elastische Sprunggelenksbandage zur Weichteilkompression, mit thermoplastisch verformbaren, seitlichen Pelotten und zusätzlichem elastischen Diagonalzug.
Geändert am: 15.11.2008
Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 04. 01. 0009

Bezeichnung: Genumedi /Genumedi E+motion, Art. -Nrn. K10wxyz,

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsbandage mit seitlichen Spiralstreben und lokalem Druckpolster aus Silikon um Patella, ohne Naht, in den Größen I bis VII.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 04. 01. 0031

Bezeichnung: JuzoFlex Genu 500; Art.-Nr.: 3212

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsbandage mit seitlich je zwei Spiralfedern und
lokalen Druckpolster um Patella.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 04. 01. 0031

Bezeichnung: JuzoFlex Genu 500; Art.-Nr.: 3212

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsbandage mit seitlich je zwei Spiralfedern und
lokalen Druckpolster um Patella.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 08. 01. 0005

Bezeichnung: JuzoFlex Ellenbogenbandage; Art. -Nr. : 3022

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsbandage mit Naht.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **06 Bestrahlungsgeräte**

Positionsnummer: 06. 30. 01. 0002

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 04. 0007

Bezeichnung: Alpha Active 3, Art.-Nr. 23040

Hersteller: Arjohuntleigh - Huntleigh Healthcare Ltd.

Konstruktionsmerkmale: Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:
Bei dem Produkt handelt es sich um Matratzenauflegesystem, welches nach dem Wirkprinzip der Wechseldrucklagerung arbeitet. Das System besteht aus einem Steuergerät mit einer Bettauflage aus 16 Wechseldruckzellen. Das System ist mit einem atmungsaktiven Schutzbezug versehen.

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:
Gemäß Herstellerangabe ist das System zur Prävention und Therapie von Druckgeschwüren bis zu Grad III (EPUAP) bei pflegebedürftigen Patienten geeignet, die regelmäßig umgelagert werden müssen.

Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstellerangabe:
Das System darf nicht bei Patienten mit instabilen Wirbelsäulenfrakturen eingesetzt werden. Bei anderen instabilen Frakturen muss zuvor der Rat des behandelnden Arztes eingeholt werden.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Die Benutzergewichte sind einzuhalten.

Artikelnummer:	23040
Größe der Auflage:	90 cm x 195 cm x 12,5 cm
Gewicht der Auflage:	ca. 4 kg
Größe des Steuergerätes:	28 cm x 20,5 cm x 11,2 cm
Gewicht Steuergerät:	2,5 kg
Einstellmöglichkeiten:	für Patientengewicht und Wechsel- druck bzw. Statikfunktion
Optischer Alarm:	für Niederdruck, Stromausfall, Systemfehler
Akustischer Alarm:	für Niederdruck, Stromausfall, Systemfehler
Sonstige Ausstattung:	CPR-Notfallventil
Anzahl der Luftzellen:	16
Anzahl statischer Kopf- zellen:	3
Größe der Luftzellen:	20 x 11 x 90 cm
Zykluszeit:	12 Minuten
Material der Auflage:	Polyurethan
Bezeichnung des Bezuges:	Dartexbezug
Material des Bezuges:	Dartex
Min. Patientengewicht:	k. A.

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 04. 0007

Bezeichnung: Alpha Active 3, Art.-Nr. 23040

Max. Patientengewicht: 135 kg

Mikroklimaregulierung: passiv

Mikroklima Temperatur: 27,13 °C

Mikroklima Feuchte: 83,38 % rF

Mikroklima Klasse: K

Relative Druckentlastung: Bei Belastung mit 80 kg = 4 %
Bei Belastung mit 135 kg = 8 %

Druckentlastung Klasse: Bei Belastung mit 80 kg = G
Bei Belastung mit 135 kg = G

Kennwert Druck: Bei Belastung mit 80 kg:
- Maximaldruck 34,3 mmHg
- Minimaldruck 15,4 mmHg
- Mittlerer Druck 24,2 mmHg
Bei Belastung mit 135 kg:
- Maximaldruck 51,6 mmHg
- Minimaldruck 32,4 mmHg
- Mittlerer Druck 42,3 mmHg

Scherkräfte - Fmax: 197 N (statischer Betrieb)
211 N (dynamischer Betrieb)

Scherkräfte - Fquer: 192 N (statischer Betrieb)
207 N (dynamischer Betrieb)

Gleitreibungskoeffizient: 0,79 (statischer Betrieb)
0,85 (dynamischer Betrieb)

Horiz. Steifigkeit: 6,68 N/mm (statischer Betrieb)
6,28 N/mm (dynamischer Betrieb)

Betrieblautstärke: max. 30 dB(A)

Lieferumfang: 1. Steuergerät incl. Netzanschlusskabel und Schlauchsystem
2. Wechseldruckauflagensystem
3. Bezug Dartex

Wiedereinsatz:
Wartungen: nach Aufarbeitung möglich
Regelmäßige Wartungsintervalle
werden nicht vorgegeben

Eintrag am: 15. 11. 2009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 04. 0008

Bezeichnung: AirOne; Auflagen und Matratzen zur intermittierenden Entlastung Art. -Nr. :
DEM_A0_S

Hersteller: ArjoHuntleigh GmbH

Konstruktionsmerkmale: Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:
Bei dem Produkt handelt es sich um Matratzenauflegesystem, welches nach dem Wirkprinzip der Wechseldrucklagerung arbeitet. Das System besteht aus einem Steuergerät mit einer Bettauflage aus 17 Wechseldruckzellen. Das System ist mit einem atmungsaktiven Schutzbezug versehen. Eine spezielle Statikfunktion zur Erleichterung der Pflege (z. B. Mobilisation oder Waschen des Patienten) ist manuell für maximal 25 Minuten zuschaltbar, dabei wird die Auflage mit dem maximalen Fülldruck gefüllt. Eine statische Weichlagerung ist nicht vorgesehen.

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:
Gemäß Herstellerangabe ist das System zur Prävention bei niedrigem bis mittleren Dekubitusrisiko und zur Therapie von Druckgeschwüren bis zu Grad II (Seiler) bei pflegebedürftigen Patienten geeignet.

Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstellerangabe:
Das System darf nicht bei Patienten mit instabilen Wirbel (körper)frakturen, Wirbel (körper)erkrankungen und zervikal en Extensio nsbehandlungen eingesetzt werden.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Die Benutzergewichte sind einzuhalten. Betrieb auch auf Betten mit verstellbarer Liegefläche möglich.

Artikelnummer:	DEM- A0. S
Größe der Auflage:	200 cm x 90 cm x 13 cm
Gewicht der Auflage:	ca. 6,5 kg
Größe des Steuergerätes:	30 cm x 13 cm x 17 cm
Gewicht Steuergerät:	2,4 kg
Einstellmöglichkeiten:	für Patientengewicht und Wechsel- druck bzw. Statikfunktion
Optischer Alarm:	für Niederdruck
Akustischer Alarm:	keine
Sonstige Ausstattung:	CPR-Notfallventil, Transportfunktion
Anzahl der Luftzellen:	17
Anzahl statischer Kopf- zellen:	3
Größe der Luftzellen:	ca. 12 x 13 x 90 cm

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 04. 0008

Bezeichnung: AirOne; Auflagen und Matratzen zur intermittierenden Entlastung Art. -Nr. : DEM_A0.S

Zykluszeit: 10- 12 Minuten
Material der Auflage: Polyurethan
Bezeichnung des Bezuges: Kai r- Tex
Material des Bezuges: Polyurethan, Polyester
Min. Patientengewicht: 30 kg
Max. Patientengewicht: 150 kg
Mikroklimaregulierung: passiv
Mikroklima Temperatur: 27, 3 °C
Mikroklima Feuchte: 86, 4 % rF
Mikroklima Klasse: K
Relative Druckentlastung:

Beachte: Messung erfolgte im Pflege- und nicht im Weichlagerungsbetrieb

Bei Belastung mit 80 kg = 2 %
Bei Belastung mit 150 kg = - 8 %

Druckentlastung Klasse:

Beachte: Messung erfolgte im Pflege- und nicht im Weichlagerungsbetrieb

Bei Belastung mit 80 kg = G
Bei Belastung mit 150 kg = K

Kennwert Druck: Bei Belastung mit 80 kg:
- Maximaldruck 25, 3 mmHg
- Minimaldruck 9, 0 mmHg
- Mittlerer Druck 17, 4 mmHg
Bei Belastung mit 150 kg:
- Maximaldruck 47, 4 mmHg
- Minimaldruck 24, 4 mmHg
- Mittlerer Druck 35, 7 mmHg

Scherkräfte - Fmax: 204 N (statischer Betrieb)
205 N (dynamischer Betrieb)

Scherkräfte - Fquer: 197 N (statischer Betrieb)
201 N (dynamischer Betrieb)

Gleitreibungskoeffizient: 0, 80 (statischer Betrieb)
0, 82 (dynamischer Betrieb)

Horiz. Steifigkeit: 9, 17 N/mm (statischer Betrieb)
10, 27 N/mm (dynamischer Betrieb)

Betriebslautstärke: 15 dB(A)

Lieferumfang: 1. Steuergerät incl. Netzanschlusskabel und Schlauchsystem
2. Wechseldruckauflagensystem
3. Bezug Kai r- tex

Wiedereinsatz: nach Aufarbeitung möglich
Wartungen: einmal jährlich

Eintrag am: 15. 12. 2009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 04. 2002

Bezeichnung: Innova Basic, Art. -Nr. M826002

Hersteller: ArjoHuntleigh GmbH

Konstruktionsmerkmale: Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:
Bei der Innova Basic handelt es sich um ein Wechseldrucksystem, das als Matratzenauflage eingesetzt werden kann. Das Produkt besteht aus 17 quer verlaufenden Luftzellen, welche in einem vorgegebenen Rhythmus be- und entlüftet werden. Die Luftzellen sind in eine spezielle Basis eingepasst und werden mit Schlaufen fixiert. Die Basis ist mit elastischen Halteriemchen der Standardmatratze zu befestigen, die Belüftung erfolgt über einen elektronisch geregelten Kompressor. Ein integrierter Drucksensor überwacht kontinuierlich den Matratzendruck und regelt bei Bedarf nach. Es ist sowohl ein Wechseldruck als auch ein statischer Betrieb möglich. Drei Luftzellen im Kopfbereich nehmen nicht am Wechselzyklus teil. Das gesamte Produkt ist von einem Schonbezug aus bi-elastischem Polyurethanmaterial umgeben und wird mit Druckknöpfen an der Basis befestigt.

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:
Das System dient der Dekubitusprophylaxe und Dekubitustherapie bei Patienten mit einem niedrigen bis mittleren Risiko und ist zum bestimmungsgemäßen Einsatz in der Akutpflege sowie in der langfristigen Versorgung in der stationären und ambulanten Pflege vorgesehen.

Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstellerangabe:
Gemäß Herstellerangabe ist das Produkt nicht bei instabilen Wirbelsäulenverletzungen und zervicalen Extensionen einzusetzen.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Keine weiteren Vorgaben

Artikelnummer:	M826002
Größe Auflage (HxBxT):	ca. 200 cm x 90 cm x 12 cm
Gewicht der Auflage:	ca. 6,3 kg
Größe des Steuergerätes:	ca. 28 cm x 33 cm x 14 cm
Gewicht Steuergerät:	ca. 3,5 kg
Einstellmöglichkeiten:	für Druckregulierungen alternierender oder Statikbetrieb
Optischer Alarm:	für Gerätestörung und Störungen im Druckaufbau
Akustischer Alarm:	keine

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 04. 2003

Bezeichnung: AirOne Plus, Art. -Nr. DEM_AOP.S

Hersteller: ArjoHuntleigh GmbH

Konstruktionsmerkmale: Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:
Bei dem Produkt handelt es sich um ein Matratzenauflegesystem, welches nach dem Wirkprinzip der Wechseldrucklagerung arbeitet. Das System besteht aus einem Steuergerät mit einer Bettauflage aus 17 Wechseldruckzellen. Das System ist mit einem atmungsaktiven Schutzbezug versehen. Eine spezielle Statikfunktion zur Erleichterung der Pflege (z. B. Mobilisation oder Waschen des Patienten) ist manuell für maximal 25 Minuten zuschaltbar, dabei wird die Auflage mit dem maximalen Fülldruck gefüllt. Eine statische Weichlagerung kann zeitlich unbegrenzt eingeschaltet werden.

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:
Gemäß Herstellerangabe ist das System zur Prävention bei niedrigem Dekubitusrisiko und zur Therapie von Druckgeschwüren bis zu Grad III (Seiler) bei pflegebedürftigen Patienten geeignet.

Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstellerangabe:
Das System darf nicht bei Patienten mit instabilen Wirbel (körper)frakturen, Wirbel (körper)erkankungen und zervikalen Extensionsbehandlungen eingesetzt werden.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Die Benutzergewichte sind einzuhalten. Betrieb auch auf Betten mit verstellbarer Liegefläche möglich.

Artikelnummer:	DEM-AOP.S
Größe der Auflage:	200 cm x 90 cm x 13 cm
Gewicht der Auflage:	ca. 6,5 kg
Größe des Steuergerätes:	30 cm x 13 cm x 17 cm
Gewicht Steuergerät:	2,4 kg
Einstellmöglichkeiten:	für Patientengewicht und Wechsel- druck bzw. Statikfunktion
Optischer Alarm:	für Niederdruck
Akustischer Alarm:	keine
Sonstige Ausstattung:	CPR-Notfallventil, Transportfunktion
Anzahl der Luftzellen:	17
Anzahl statischer Kopf- zellen:	3
Größe der Luftzellen:	ca. 12 x 13 x 90 cm
Zykluszeit:	10 - 12 Minuten

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 04. 2003

Bezeichnung: AirOne Plus, Art.-Nr. DEM_AOP.S

Material der Auflage: Polyurethan
Bezeichnung des Bezuges: Kair-TEX
Material des Bezuges: Polyurethan, Polyester
Min. Patientengewicht: 30 kg
Max. Patientengewicht: 150 kg
Mikroklimaregulierung: passiv
Mikroklima Temperatur: 27,3 °C
Mikroklima Feuchte: 86,4 % rF
Mikroklima Klasse: K
Relative Druckentlastung: Bei Belastung mit 80 kg = 29 %
Bei Belastung mit 150 kg = -6 %
Druckentlastung Klasse: Bei Belastung mit 80 kg = H
Bei Belastung mit 150 kg = K
Kennwert Druck: Bei Belastung mit 80 kg:
- Maximaldruck 34 mmHg
- Minimaldruck 15,1 mmHg
- Mittlerer Druck 25,1 mmHg
Bei Belastung mit 150 kg:
- Maximaldruck 71,2 mmHg
- Minimaldruck 23,4 mmHg
- Mittlerer Druck 51,9 mmHg
Scherkräfte - Fmax: 197 N (statischer Betrieb)
205 N (dynamischer Betrieb)
Scherkräfte - Fquer: 191 N (statischer Betrieb)
197 N (dynamischer Betrieb)
Gleitreibungskoeffizient: 0,78 (statischer Betrieb)
0,81 (dynamischer Betrieb)
Horiz. Steifigkeit: 9,18 N/mm (statischer Betrieb)
10,26 N/mm (dynamischer Betrieb)
Betrieblautstärke: 15 dB(A)
Lieferumfang: 1. Steuergerät incl. Netzanschlusskabel und Schlauchsystem
2. Wechseldruckauflagensystem
3. Bezug Kair-TEX
Wiedereinsatz: nach Aufarbeitung möglich
Wartungen: einmal jährlich

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 05. 0028

Bezeichnung: Hyper- Foam Plus

Hersteller: Funke Medical AG

Konstruktionsmerkmale: Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:
Weichlagerungs-Matratzensersatzsystem, welches aus zwei Schaumstoffschichten (MDI-Kaltschäume) besteht. Die glatte Liegefläche ist auf der Unterseite profiliert, die untere Schicht an der Oberseite. Die Schichten sind fest miteinander verklebt und bestehen aus Schaumstoff mit unterschiedlicher Stauchhärte und unterschiedlichem Raumgewicht. Durch die Verwendung unterschiedlicher Schäume und die an die Anatomie angepassten Längs- und Quereinschnitte in den verschiedenen Zonen der Matratze soll eine optimale Druckentlastung und Minimierung von Scherkräften erreicht werden. Weiterhin sollen die durch die Profilierung entstehenden Lüftungskanäle für ein besseres Mikroklima sorgen. Das Matratzensersatzsystem ist mit einem biegesteifen Polyurethanbezug umgeben.

Einsatzbereich / Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Das Matratzensystem soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die Dekubitusprophylaxe als auch zur Behandlung von Druckgeschwüren und Dekubitus auch bei Schmerzpatienten bis Stadium III nach Seiler/ EPUAP eingesetzt werden.

Ausschlusskriterien / Kontraindikation gemäß Herstellerangabe:
Kontraindikationen werden durch den Hersteller nicht benannt.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Das Produkt ist für den Einsatz auf verstellbaren Liegeflächen geeignet.

Artikelnummer:	HF+90200, HF+100200
Größe Matratze (H x B x T):	14 x 90 x 200 cm 14 x 100 x 200 cm
Gewicht Matratze:	ca. 11 kg
Material Matratze:	MDI-Kaltschaum
Bezeichnung Bezug:	Biegesteifer PU-TEX
Material Bezug:	Polyurethan
Min. Patientengewicht:	20 kg
Max. Patientengewicht:	120 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklima Temperatur:	30,4 °C
Mikroklima Feuchte:	78,4 % rF
Mikroklima Klasse:	G

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 05. 0028

Bezeichnung: Hyper-Foam Plus

Rel. Druckentlastung: Bei Belastung mit 80 kg = 38 %
gegenüber Referenz
Bei Belastung mit 120 kg = 18 %
gegenüber Referenz

Druckentlastung Klasse: H bei Belastung mit 80 kg
D bei Belastung mit 120 kg

Scherkräfte - Fmax: 181 N
Scherkräfte - Fquer: 177 N
Gleitreibungskoeffizient: 0,72
Horiz. Steifigkeit: 6,65 N/mm

Raumgewicht: Liegefläche 40 kg/m³
Untere Schicht 35 kg/m³

Stauchhärte: Liegefläche 2,5 kPa
Untere Schicht 4,6 kPa

Lieferumfang: 1. Matratzenersatzsystem mit
Schaumstoffkern
2. Polyurethanschutzbezug

Wiedereinsatz: Möglich nach chemothermischer
Reinigung und Autoklavierdesinfektion

Wartungen: keine

13.01.2016 rF und TM geändert.

15.07.2016 Indikation gemäß Herstellerangabe geändert.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 05. 0030

Bezeichnung: TheraRest SMS Perimeter Plus, Art.-Nr. 407006.S

Hersteller: ArjoHuntleigh GmbH

Konstruktionsmerkmale: Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:
Bei der Matratze handelt es sich um ein zweischichtiges Matratzenersatzsystem. Sie besteht aus zwei unterschiedlichen Schaumstoffen mit glatter Liegefläche, Profilierung zwischen den Schaumstoffschichten und Randzonenverstärkung sowie mit 5° abgechrägter Fersenzone. Das gesamte Produkt ist von einem Matratzenbezug umgeben.

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:
Gemäß Herstellerangabe ist die Matratze zur Prophylaxe bei geringem Dekubitus-Risiko geeignet.

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe:
keine

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Gemäß Herstellerangabe keine weiteren Randbedingungen.

Artikelnummern:	Art.-Nr. 407006.S
Größe Matratze (BxTxH):	89 cm x 203 cm x 15 cm
Gewicht Matratze:	11 kg
Material Matratze:	Polyurethanschaum
Bezeichnung Bezug:	Teflon-Bezug
Material Bezug:	Teflon
Min. Patientengewicht:	30 kg
Max. Patientengewicht:	150 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklima Temperatur:	31,6 °C
Mikroklima Feuchte:	80,81 % rF
Mikroklima Klasse:	K
Rel. Druckentlastung:	Bei Belastung mit 80 kg = 23 % gegenüber Referenz Bei Belastung mit 150 kg = -3 % gegenüber Referenz
Druckentlastung Klasse:	H bei Belastung mit 80 kg K bei Belastung mit 150 kg
Scherkräfte - Fmax:	204 N
Scherkräfte - Fquer:	197 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,80
Horiz. Steifigkeit:	10,38 N/mm
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 05. 0030

Bezeichnung: TheraRest SMS Perimeter Plus, Art. -Nr. 407006.S
2. Schutzbezug
3. Gebrauchsanweisung
Wiedereinsatz: k. A.
Wartungen: keine

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 05. 0031

Bezeichnung: TheraRest SMS Perimeter Plus VE , Art.-Nr. 407010.S

Hersteller: ArjoHuntleigh GmbH

Konstruktionsmerkmale: Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:
Bei der Matratze handelt es sich um ein zweischichtiges Matratzenersatzsystem. Sie besteht aus unterschiedlichen Schaumstoffen mit glatter Liegefläche, Profilierung zwischen den Schaumstoffschichten und Randzonenverstärkung sowie mit 5° abgechrägter Fersenzone. Die Liegefläche besteht aus viskoelastischem Schaum. Das gesamte Produkt ist von einem Matratzenbezug umgeben.

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:
Gemäß Herstellerangabe ist die Matratze zur Prophylaxe bei geringem Dekubitus-Risiko geeignet.

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe:
keine

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Gemäß Herstellerangabe keine weiteren Randbedingungen.

Artikelnummern:	Art.-Nr. 407010.S
Größe Matratze (BxTxH):	89 cm x 203 cm x 15 cm
Gewicht Matratze:	11 kg
Material Matratze:	Viskoelastischer- und Polyurethanschaum
Bezeichnung Bezug:	Teflon-Bezug
Material Bezug:	Teflon
Min. Patientengewicht:	30 kg
Max. Patientengewicht:	150 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklima Temperatur:	30, 31 °C
Mikroklima Feuchte:	81, 25 % rF
Mikroklima Klasse:	K
Rel. Druckentlastung:	Bei Belastung mit 80 kg = 31 % gegenüber Referenz Bei Belastung mit 150 kg = 5 % gegenüber Referenz
Druckentlastung Klasse:	H bei Belastung mit 80 kg G bei Belastung mit 150 kg
Scherkräfte - Fmax:	212 N
Scherkräfte - Fquer:	208 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,85
Horiz. Steifigkeit:	10, 11 N/mm
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 05. 0031

Bezeichnung: TheraRest SMS Perimeter Plus VE , Art. -Nr. 407010.S

2. Schutzbezug

3. Gebrauchsanweisung

Wiedereinsatz:

k. A.

Wartungen:

keine

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 09. 0002

Bezeichnung: Atmos Air 4000, Art.-Nr. KA450VG3580

Hersteller: ArjoHuntleigh GmbH

Konstruktionsmerkmale: Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:
Bei der Atmos Air 4000 handelt es sich um ein Matratzener-satzsystem, das aus einem Schaumstoffrahmen, vier sog. SAT-Lufzellen mit Bezug und einem Matratzenbezug besteht. Die vier SAT-Lufzellen sind in Längsrichtung angeordnet und über spezielle Ventile, die den Umgebungsdruck, die Schwerkraft und das Patientengewicht berücksichtigen, miteinander verbunden. Die speziellen Luftzellen und die Ventile werden von einem Schaumstoffrahmen vor mechanischen Schäden geschützt. Das System reagiert auf das Gewicht des Patienten, in dem er in die Matratze einsinken kann. Hieraus folgt, dass die Oberfläche der Matratze sich an den Patienten anmoldert und die Auflagefläche vergrößert wird. Es wird eine dynamische Druckentlastung ohne stromabhängiges Aggregat ermöglicht. Im Fersenbereich ist die Matratze zur Reduzierung der Auflegedrucke leicht abgeschrägt. Der Auflagenrand ist verstärkt. Das gesamte System wird durch einen atmungsaktiven und wasserabweisenden Schonbezug aus biegesteifem Polyurethan vor Verunreinigung geschützt.

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:
Die Atmos Air 4000 ist gemäß Herstellerangabe zur Prävention von Dekubitalulcera bei Patienten mit einem niedrigen bis mittleren Dekubitusrisiko bestimmt. Des Weiteren kann das Produkt zur Unterstützung der Dekubitustherapie bei Dekubitus Grad 1 und 2 nach EPUAP eingesetzt werden.

Ausschlusskriterien / Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe:
Das Produkt sollte nicht bei instabilen Wirbelsäulenverletzungen und cervicalen Extensionen eingesetzt werden.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Es werden keine weiteren Vorgaben durch den Hersteller gemacht.

Artikelnummer: KA450VG3580
Größe Matratze: ca. 203 cm x 89 cm x 18 cm
Gewicht Matratze: 13,6 kg
Anzahl der Luft-Schaumstoffzellen: 4 (in Längsrichtung)
Material Matratze: Polyurethan
Bezeichnung Bezug: 4000

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 09. 0002

Bezeichnung: Atmos Air 4000, Art.-Nr. KA450VG3580

Material Bezug: SO-FLUX LVT

Min. Patientengewicht: 40 kg

Max. Patientengewicht: 227 kg

Mikroklimaregulierung: passiv

Mikroklima Temperatur: 29,3 °C

Mikroklima Feuchte: 87,19 % rF

Mikroklima Klasse: K

Rel. Druckentlastung: Bei Belastung mit 80 kg = 26 %
gegenüber Referenz
Bei Belastung mit 250 kg = - 23 %
gegenüber Referenz

Druckentlastung Klasse: H bei Belastung mit 80 kg
K bei Belastung mit 250 kg

Scherkräfte - Fmax: 198 N

Scherkräfte - Fquer: 190 N

Gleitreibungskoeffizient: 0,77

Horiz. Steifigkeit: 2,57 N/mm

Lieferumfang: 1. Matratzenersatzsystem gemäß
o.g. Spezifikation
2. Bioelastischer Bezug gemäß o.g.
Spezifikation

Wiedereinsatz: möglich nach Aufarbeitung

Wartungen: keine

Eintrag am: 15. 09. 2008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 09. 0003

Bezeichnung: Atmos Air 9000, Art.-Nr. KA9REVG3580

Hersteller: ArjoHuntleigh GmbH

Konstruktionsmerkmale: Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip:
Bei der Atmos Air 9000 handelt es sich um ein Matratzener-satzsystem, das aus einem Schaumstoffrahmen, neun sog. SAT-Lufzellen mit Bezug und einem Matratzenbezug besteht. Die neun SAT-Lufzellen sind in Querrichtung angeordnet und über spezielle Ventile, die den Umgebungsdruck, die Schwerkraft und das Patientengewicht berücksichtigen, miteinander verbunden. Die speziellen Luftzellen und die Ventile werden von einem Schaumstoffrahmen vor mechanischen Schäden geschützt. Das System reagiert auf das Gewicht des Patienten, in dem er in die Matratze einsinken kann. Hieraus folgt, dass die Oberfläche der Matratze sich an den Patienten anmoldert und die Auflagefläche vergrößert wird. Es wird eine dynamische Druckentlastung ohne stromabhängiges Aggregat ermöglicht. Im Fersenbereich ist die Matratze zur Reduzierung der Auflegedrucke leicht abgeschrägt. Der Auflagenrand ist verstärkt. Das gesamte System wird durch einen atmungsaktiven und wasserabweisenden Schonbezug aus biegesteifem Polyurethan vor Verunreinigung geschützt.

Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe:
Die Atmos Air 9000 ist gemäß Herstellerangabe zur Prävention von Dekubitalulcera bei Patienten mit einem mittleren bis hohen Dekubitusrisiko bestimmt. Des Weiteren kann das Produkt zur Unterstützung der Dekubitustherapie bei Dekubitus Grad 1 bis 3 nach EPUAP eingesetzt werden.

Ausschlusskriterien / Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe:
Das Produkt sollte nicht bei instabilen Wirbelsäulenverletzungen und cervicalen Extensionen eingesetzt werden.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Es werden keine weiteren Vorgaben durch den Hersteller gemacht.

Artikelnummer:	KA9REVG3580
Größe Matratze:	ca. 203 cm x 89 cm x 18 cm
Gewicht Matratze:	14,9 kg
Anzahl der Luft-Schaumstoffzellen:	9 (in Querrichtung)
Material Matratze:	Polyurethan
Bezeichnung Bezug:	9000 Recovery 5

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 09. 0003

Bezeichnung: Atmos Air 9000, Art. -Nr. KA9REVG3580

Material Bezug: Polyurtehan

Min. Patientengewicht: 40 kg

Max. Patientengewicht: 227 kg

Mikroklimaregulierung: passiv

Mikroklima Temperatur: 29,75 °C

Mikroklima Feuchte: 85,88 % rF

Mikroklima Klasse: K

Rel. Druckentlastung: Bei Belastung mit 80 kg = 18 %
gegenüber Referenz
Bei Belastung mit 250 kg = - 19 %
gegenüber Referenz

Druckentlastung Klasse: H bei Belastung mit 80 kg
K bei Belastung mit 250 kg

Scherkräfte - Fmax: 204 N

Scherkräfte - Fquer: 197 N

Gleitreibungskoeffizient: 0,81

Horiz. Steifigkeit: 7,22 N/mm

Lieferumfang: 1. Matratzenersatzsystem gemäß
o.g. Spezifikation
2. Bioelastischer Bezug gemäß o.g.
Spezifikation

Wiedereinsatz: möglich nach Aufarbeitung

Wartungen: keine

Eintrag am: 15. 09. 2008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 39. 03. 3009

Bezeichnung: AtmosAir 300/300P

Hersteller: ArjoHuntleigh GmbH

Konstruktionsmerkmale: Das Sitzkissen Atmos Air 300/300P besitzt einen dreiteiligen Polyurethan-Schaumkern der Stärke 10 cm. Jedes Segment des Schaumkernes ist in Vinylfolie eingeschweißt, je ein Einlass- und Auslassventil (Rückschlagventil) pro Zelle ermöglichen eine Lüftung der Zelle bei Belastung durch das Körpergewicht und eine Belüftung zur Formrückstellung der Zelle nach Entlastung. Die drei Zellen werden von einem Innenbezug zusammengehalten. Dieser besteht aus Polyamidgewebe und ist an der Oberseite zur Sitzfläche hin mit weißem Vliesfell besetzt. Der Innenbezug wird mit drei Klettverschlüssen verschlossen. Verschlossen werden Kissen, Kern oder Innenbezug mit einem weiteren Bezug aus Polyurethangewebe mit rutschfestem Boden aus beidseitigem vinylbeschichtetem Polyamidgewebe. Der Bezug wird mit einem Reißverschluss an der Kissenrückseite verschlossen. Durch das elastische Verhalten des Schaummaterials und durch die verwendete Ventiltechnik und der sich selbständig einstellenden Luftfüllung der Schaumluftezellen soll erzielt werden, dass eine topografische Anpassung des Sitzkissens an die Körperkonturen und damit verbunden eine gleichmäßige Verteilung des Körpergewichtes mit resultierender Senkung und Nevellierung der Druckgradienten und Reduzierung der Scherkräfte erreicht wird (Herstellerangabe).

Art. -Nrn. : KA3SFNB1616. S
KA3SFNB1717. S
KA3SFNB1818. S
KA3PSFNB1616. S
KA3PSFNB1717. S
KA3PSFNB1818. S

Größen: 41 cm x 41 cm x 10 cm
43 cm x 43 cm x 10 cm,
46 cm x 46 cm x 10 cm

max. Patientengewicht: bis 250 kg
Gewicht: ca. 1,4 kg
Mikroklima gemäß Universität Kiel: relative Feuchte ca. 69,4 %
Temperatur ca. 36,2°C
Materialbezug: Sofleece III
Reinigung: Wischdesinfektion, Bezug bis 60°C maschi-

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 39. 03. 3009

Bezeichnung: AtmosAir 300/300P

Li eferumfang: nenwaschbar
- Ki ssen gemäß o. g. Spezi fi kati onen
- Sofleece III-Bezug

Arti kel nummern:

KA3SFNB1616. S
KA3SFNB1717. S
KA3SFNB1818. S
KA3PSFNB1616. S
KA3PSFNB1717. S
KA3PSFNB1818. S

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 0001

Bezeichnung: Hostess A-D; Art. -Nr.: 2501

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 1, Größen I - VI.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 0002

Bezeichnung: Juzo Dynamic 3511 A-D; Art.-Nr. : 3511

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 1, Größen I - VI.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.0003

Bezeichnung: Juzo Dynamic Super 3531 A-D; Art.-Nr.: 3531

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 1, Größen I - VI.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 0004

Bezeichnung: Juzo Expert 3021 A-D; Art. -Nr.: 3021

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 1, Größen 4 - 14.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.0005

Bezeichnung: Juzo Expert Cotton 3021 A-D; Art.-Nr.: 3021

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 1, Größen 4 - 14.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 0030

Bezeichnung: Juzo Soft 2001 A-D; Art. -Nr.: 2001

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 1
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 0031

Bezeichnung: Varin soft-in A-D; Art.-Nr.: 3511

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 1
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 0032

Bezeichnung: Varin soft-in Silk A-D; Art.-Nr.: 3511

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 1
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.0065

Bezeichnung: Juzo Attractive line 2801 A-D; Art.-Nr.: 2801

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zug-Kompressionsstrumpf, knielang, KKL 1

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 0070

Bezeichnung: Juzo Attractive A-D; Art. -Nr.: 2701

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 1
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 0078

Bezeichnung: Juzo Soft Rib A-D; Art.-Nr.: 2021

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 1, Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 1000

Bezeichnung: Hostess A-D; Art-Nr.: 2502

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2, Größen I - VI.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.1001

Bezeichnung: Juzo Dynamic 3512 A-D; Art.-Nr.: 3512

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2, Größen I - VI.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.1002

Bezeichnung: Juzo Dynamic Cotton 3512 A-D; Art.-Nr.: 3512

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 1003

Bezeichnung: Varin-soft-in A-D; Art.-Nr.: 3512

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 1004

Bezeichnung: Varin-soft-in Silk A-D; Art.-Nr. : 3512

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 1005

Bezeichnung: Juzo Dynamic Super 3532 A-D; Art.-Nr. : 3532

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2
Größen I - VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 1006

Bezeichnung: Juzo Expert 3022 A-D; Art. -Nr.: 3022

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2
Größen 4 - 14

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 1007

Bezeichnung: Juzo Expert Cotton 3022 A-D; Art.-Nr. : 3022

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2
Größen 4 - 14

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.1008

Bezeichnung: Varilastic A-D; Art.-Nr.: 3612

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 1072

Bezeichnung: Juzo Soft 2002 A-D; Art-Nr.: 2002

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 1073

Bezeichnung: Lastic A-D; Art.-Nr.: 3002

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2
Größen 4 - 14

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.1128

Bezeichnung: Juzo Attractive line 2802 A-D; Art.-Nr.: 2802

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf, knielang, KKL 2
Größen I bis VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 1145

Bezeichnung: Juzo Attractive A-D; Art. -Nr.: 2702

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.1193

Bezeichnung: Juzo Soft Rib A-D; Art.-Nr.: 2022

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2, Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 2000

Bezeichnung: Juzo Dynamic 3513 A-D; Art.-Nr. : 3513

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 3, Größen I - VI.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 2001

Bezeichnung: Varin-soft-in A-D; Art.-Nr.: 3513

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 3
Größen I-V

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 2002

Bezeichnung: Varin-soft in Silk A-D; Art.-Nr.: 3513

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 3
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 2003

Bezeichnung: Varin-super A-D; Art.-Nr. : 3533

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 3
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 2004

Bezeichnung: Juzo Expert 3023 A-D; Art. -Nr.: 3023

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 3
Größen 4 - 14

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 2005

Bezeichnung: Juzo Expert Cotton 3023 A-D; Art.-Nr.: 3023

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 3
Größen 4 - 14

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 0001

Bezeichnung: Hostess A-F; Art.-Nr.: 2501

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 1
Größen I - VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 0002

Bezeichnung: Juzo Dynamic 3511 A-F; Art.-Nr. : 3511

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 1
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 0003

Bezeichnung: Juzo Dynamic Super 3531 A-F; Art.-Nr. : 3531

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 1
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 0004

Bezeichnung: Juzo Expert 3021 A-F; Art. -Nr.: 3021

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 1
Größen 4 - 14

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 0005

Bezeichnung: Juzo Expert Cotton 3021 A-F; Art.-Nr. : 3021

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 1
Größen 4 - 14

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 0030

Bezeichnung: Juzo Soft 2001 A-F; Art-Nr.: 2001

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 1
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 0031

Bezeichnung: Varin soft-in A-F; Art.-Nr.: 3511

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 1
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 0032

Bezeichnung: Varin soft-in Silk A-F; Art.-Nr.: 3511

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 1
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 0054

Bezeichnung: Juzo Attractive line A-F Kompressionsstrumpf; Art.-Nr.: 2801

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zug-Kompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL I
Größe I bis VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 1000

Bezeichnung: Hostess A-F Art. 2502

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 2
Größen I - VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 1001

Bezeichnung: Juzo Dynami c 3512 A-F; Art.-Nr. : 3512

Hersteller: Jul i us Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressi onsstrumpf, Hal bschenkel, KKL 2
Größen I - VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 1002

Bezeichnung: Juzo Dynamic Cotton 3512 A-F; Art.-Nr.: 3512

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 1003

Bezeichnung: Varin-soft in A-F; Art.-Nr.: 3512

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 2
Größen I - VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 1004

Bezeichnung: Varin-soft-in Silk A-F; Art.-Nr.: 3512

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 1005

Bezeichnung: Juzo Dynamic Super 3532 A-F; Art.-Nr.: 3532

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 1006

Bezeichnung: Varilastic A-F; Art. -Nr. : 3612

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL. 2
Größen I - VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 1007

Bezeichnung: Juzo Expert 3022 A-F; Art.-Nr. : 3022

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 2
Größen 4-14

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 1008

Bezeichnung: Juzo Expert Cotton 3022 A-F; Art.-Nr. : 3022

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 2
Größen 4-14

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 1067

Bezeichnung: Juzo Soft 2002 A-F; Art-Nr.: 2002

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 1068

Bezeichnung: Lastic A-F; Art.-Nr.: 3002

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 2
Größen 4-14

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 1108

Bezeichnung: Juzo Attractive line A-F Kompressionsstrumpf; Art.-Nr.: 2802

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zug-Kompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 2
Größen I bis VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 2000

Bezeichnung: Juzo Dynami c 3513 A-F; Art.-Nr. : 3513

Hersteller: Jul i us Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressi onsstrumpf, Hal bschenkel, KKL 3
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 2001

Bezeichnung: Varin-soft in A-F; Art.-Nr.: 3513

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 3
Größen I - VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 2002

Bezeichnung: Varin-soft-in Silk A-F; Art.-Nr.: 3513

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 3
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 2003

Bezeichnung: Varin-super A-F; Art.-Nr. : 3533

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 3
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 2004

Bezeichnung: Juzo Expert 3023 A-F; Art. -Nr.: 3023

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 3
Größen 4-14

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 02. 2005

Bezeichnung: Juzo Expert Cotton 3023 A-F; Art.-Nr. : 3023

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Halbschenkel, KKL 3
Größen 4-14

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 0001

Bezeichnung: Hostess A-G Art. 2501

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 1
Größen I - VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 0002

Bezeichnung: Juzo Dynamic 3511 A-G; Art.-Nr.: 3511

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 1
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 0003

Bezeichnung: Juzo Dynamic Super 3531 A-G; Art.-Nr.: 3531

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 1
Größen I - VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 0004

Bezeichnung: Juzo Expert 3021 A-G; Art.-Nr. : 3021

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 1
Größen 4- 14

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 0005

Bezeichnung: Juzo Expert Cotton 3021 A-G; Art.-Nr.: 3021

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 1
Größen 4-14

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 0028

Bezeichnung: Juzo Soft 2001 A-G; Art-Nr.: 2001

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 1, Größen I-VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 0029

Bezeichnung: Varin soft-in A-G; Art.-Nr.: 3511

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 1, Größen I-VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 0030

Bezeichnung: Varin soft-in Silk A-G; Art.-Nr. : 3511

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 1, Größen I-VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 0059

Bezeichnung: Juzo Attractive line 2801 A-G; Art.-Nr.: 2801

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zug-Kompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 1
Größe I bis VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 0065

Bezeichnung: Juzo Attractive A - G; Art.-Nr.: 2701

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 1
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 1000

Bezeichnung: Hostess A-G; Art. -Nr.: 2502

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 1001

Bezeichnung: Juzo Dynamic 3512 A-G; Art.-Nr. : 3512

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 1002

Bezeichnung: Juzo Dynamic Cotton 3512 A-G; Art.-Nr.: 3512

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 1003

Bezeichnung: Varin-soft-in A-G; Art.-Nr.: 3512

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 1004

Bezeichnung: Juzo Dynamic Super 3532 A-G; Art.-Nr. : 3532

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 1005

Bezeichnung: Varin-soft in Silk A-G; Art.-Nr. : 3512

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2
Größen I - VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 1006

Bezeichnung: Varilastic A-G; Art.-Nr.: 3612

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 1007

Bezeichnung: Juzo Expert 3022 A-G; Art. -Nr.: 3022

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2
Größen 4 - 14

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 1008

Bezeichnung: Juzo Expert Cotton 3022 A-G; Art.-Nr. : 3022

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2
Größen 4 - 14

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 1067

Bezeichnung: Juzo Soft 2002 A-G; Art-Nr.: 2002

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2
Größen I - VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 1068

Bezeichnung: Lastic A-G; Art.-Nr.: 3002

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2
Größen 4-14

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 1116

Bezeichnung: Juzo Attractive line 2802 A-G; Art.-Nr.: 2802

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2
Größen I bis VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 1134

Bezeichnung: Juzo Attractive A-G; Art.-Nr.: 2702

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 2
Größen I - VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 2000

Bezeichnung: Juzo Dynamic 3513 A-G; Art.-Nr. : 3513

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 3
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 2001

Bezeichnung: Varin-soft-in A-G; Art.-Nr.: 3513

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 3
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 2002

Bezeichnung: Varin-super A-G; Art.-Nr. : 3533

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 3
Größen I - VI

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 2003

Bezeichnung: Varin-soft-in Silk A-G; Art.-Nr. : 3513

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 3
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 2004

Bezeichnung: Juzo Expert 3023 A-G; Art. -Nr.: 3023

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 3
Größen 4 - 14

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 03. 2005

Bezeichnung: Juzo Expert Cotton 3023 A-G; Art.-Nr.: 3023

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, Oberschenkel, KKL 3
Größen 4 - 14

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 04. 0001

Bezeichnung: Juzo Dynamic 3511 A-M; Art.-Nr. : 3511

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressions-Strumpfhose, KKL 1
Größen I - VI, auch mit größerem Leibteil oder als Herren-
hose

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 04. 0002

Bezeichnung: Juzo Dynamic Super 3531 A-M; Art.-Nr.: 3531

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressions-Strumpfhose, KKL 1
Größen I - V, auch mit größerem Leibteil oder als Herrenhose

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 04. 0003

Bezeichnung: Hostess A-M; Art. -Nr.: 2501

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressions-Strumpfhose, KKL 1
Größen I - VI, auch mit größerem Leibteil

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 04. 0027

Bezeichnung: Varin-soft-in A-M; Art.-Nr.: 3511

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressions-Strumpfhose, KKL 1
Größen I - VI, auch mit größerem Leibteil

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 04. 0032

Bezeichnung: Varin-soft-in Silk A-M; Art.-Nr.: 3511

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressions-Strumpfhose, KKL 1
Größen I - VI, auch mit größerem Leibteil

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 04. 0042

Bezeichnung: Juzo Soft 2001 A-M; Art-Nr.: 2001

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressions-Strumpfhose, KKL 1
Größen I - VI

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 65. 01. 2001

Bezeichnung: Nicht besetzt

Hersteller: SKS Rehab AG

Konstruktionsmerkmale: Nicht besetzt.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 0004

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 0009

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. September 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 02. 3001

Bezeichnung: Strickleiter Art. -Nr.: 86395

Hersteller: Thomashilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medi co KG

Konstruktionsmerkmale: Aufrichthilfe in Form einer Strickleiter, die am Fußende des Bettes montiert wird.