

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2022 -  
Bundesanzeiger vom 26.09.2022**

**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege**

Positionsnummer: 50.45.01.5006  
Bezeichnung: Ecofit S Low 100  
Art.-Nr.: BE 30208  
Hersteller: TekVor Care GmbH

**Produktmerkmale**

Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche aus Stahlfederleisten, absenkbaaren Seitengittern sowie Betthäuptern in Holzdekor.

Gewicht: 80,20 kg (ohne Seitengitter und Transportvorrichtung) 11,00 kg  
Seitengitter 4,20 kg Aufrichter

Breite: 112 cm

Länge: 215 cm

Höhe: 70 cm (Oberkante Kopf-/Fußteil und niedrigste Bettposition)

Größe der Liegefläche: 100 cmx 200 cm ·

Ausführung der  
Liegefläche: Stahlfederleisten

Teilung der Liegefläche: viergeteilt

Liegehöhe: von 22 cm bis 64,5 cm

Höhenverstellung: Hubbereich 42,5cm, elektromotorisch, Hubsäulen in Betthäupter integriert

Kopfteil:

Rückenlehne: elektromotorisch von 0° bis 70°

Schenkellehne: elektromotorisch von 0° bis 30°

Unterschenkellehne: manuell von 0° bis 25°

Sonstige Verstellungen: keine

Seitengitter: serienmäßig; Holzseitengitter, absenkbar

## Produktmerkmale

Seitengitterhöhe:	= 42,5 cm (Abstand von unbelasteter Matratze (12cm) bis Oberkante Seitengitterholme)
Max. Matratzenhöhe:	20 cm
Matratzenhöhe:	von 12cm bis 20cm
Sperreinrichtung:	serienmäßig; Die Sperrvorrichtung ist auf der Rückseite des Handschalters integriert und mit einem Schwesternschlüssel aktivier-/deaktivierbar. Es werden alle elektrischen Verstellfunktionen gleichzeitig gesperrt.
Notabsenkung:	Elektromotorisch mittels 9V-Notabsenkungsbatterie, d.h. alle elektrischen Antriebe können einmalig in ihre tiefste Position gefahren werden. Das Rückenteil kann mechanisch notabgesenkt werden.
Potentialausgleichanschluß:	-
Steuerung/Antriebe:	- Steuerung + Netzteil MC220 + MC115 (Fa. Limoss) – Antrieb Rückenlehnenverstellung MD100 (Fa. Limoss) – Antrieb Verstellung des Oberschenkellehne MD125 (Fa. Limoss) – Antrieb Höhenverstellung 2x MD121 (Fa. Limoss)
Spannungsversorgung:	Netzteil Limoss MC 125 unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	230V AC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	29V DC
Nennleistung:	- max. Stromaufnahme im Betrieb: 2, 1A; im Ruhezustand: 0,5W
Schutzart:	IPX4
Schallpegel:	keine Angaben
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	220 kg
max. Patientengewicht:	185 kg
Unterfahrbarkeit Bett:	17 cm; Grifffhöhe Bettgalgen: von 55 cm bis 70 cm (gemessen ab Oberkante der Matratze);

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2022 -  
Bundesanzeiger vom 26.09.2022**

**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe** 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1119

Bezeichnung: Hannah& Art.-Nr.: HAN20200009

Art.-Nr.: -

Hersteller: Hannah & Swenn Projekt GmbH

**Produktmerkmale**

Hausnotrufgerät mit stationärem Notrufsender (Basisstation) und zwei mobilen Notrufsendern. Die Verbindung erfolgt über Mobilfunk und Internet.

Abmessungen(HxBxT):

Stromversorgung:

Gewicht:

Notstromversorgung:

Stromverbrauch:

Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch:

Telefonanschluss:

Wählmodus:

Akkulaufzeit:

Funkempfänger:

Anschluß:

Schutzart:

Anzahl Funksender:

Umweltklasse:

Programmierbare Ruf- nummern / IP-Adressen:

Max. Anzahl an Funksendern:

Programmierung:

Programmierb. Nummern:

## **Produktmerkmale**

Kommunikations- protokolle:

Sprachmitteilung:

Ein- und Ausgänge:

Notrufprotokolle:

Funksender Abmessungen (H x D):

Funksender Abmessungen:

Batterie:

Sprachen:

Gewicht:

Benutzerführung:

Batterielebensdauer:

Funkfrequenz:

externer Lautsprecher und externes Mikrofon:

Lieferumfang:

Abmessungen (HxBxT):

Funkreichweite:

Schutzart: