Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes - Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 06.06.2023 -Bundesanzeiger vom 28.06.2023

Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1123

Bezeichnung: Gigaset Hausnotruf Smart 100

S30851-S2569-R101 Art.-Nr.:

Hersteller: Gigaset Communication GmbH

Produktmerkmale

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte oder/und Anschluss an einen Router. Mit Funkhandsender WTRS2 zur Alarmauslösung, tragbar am Arm oder um den Hals. Für den sicheren Betrieb des Gerätes muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein.

58 mm x 216 mm x 164 mm Abmessungen(HxBxT):

Steckernetzteil primär 230 V~, sekundär 12V=,

Stromversorgung: 1,5A

Gewicht: 740 q

NiCd-Akku, 6 x 1.2V, 1600 mAh Notstromversorgung:

Stromverbrauch: max. 15 Watt Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch: max. 15 Watt Telefonanschluss: IP. Mobilfunk Wählmodus: VoIP, Mobilfunk

Akkulaufzeit: mindestens 18 Stunden

869.2375 MHz (EN-300-220, Class 1) Funkempfänger:

Anschluß: Ethernet. SIM-Karte

Schutzart: IP30 (Basisstation), IP68 (Handsender) Anzahl Funksender: Mitgeliefert: 1, einprogrammierbar: 80 Umweltklasse: I (Innenräume, keine Feuchträume)

Programmierbare Ruf- nummern / IP-8

Produktmerkmale

Adressen: Max. Anzahl an Funksendern: 80 Programmierung: Web-Portal, Kabel (USB, PC-Software), SMS Programmierb. Nummern: Kommunikations - protokolle: Ethernet, Mobilfunk Sprachmitteilung: ja Ein- und Ausgänge: Ethernet Notrufprotokolle: SSL/CSV, SCAIP, Sprache, SMS, ContactID, SIA Funksender Abmessungen (H x D): 31 x 29 x 13 mm 31 x 29 x 13 mm Funksender Abmessungen: Batterie: Funksender: Li-Batterie CR 2032 Sprachen: Deutsch Gewicht: Basisstation: 740 g, Handsender: 10g Benutzerführung: Sprachansagen, deutsch (Basisstation) Batterielebensdauer: 9 Jahre (Handsender) Funkfrequenz: 869.2375 MHz (EN-300-220, Class 1) externer Lautsprecher und externes Mikrofon: Nein, in Basisstation eingebaut Basisstation, Handsender, Netzteil, Halskette, Lieferumfang: Armband, Bedienungsanleitung 58 mm x 216 mm x 164 mm (Basisstation), 31 x Abmessungen (HxBxT): 29 x 13 mm (Funksender) > 1.000 Meter im freien, > 50 Meter in Funkreichweite:

geschlossenen Räumen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes - Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 06.06.2023 Bundesanzeiger vom 28.06.2023

Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 54 Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel

Positionsnummer: 54.99.02.0010 Bezeichnung: Lotio Sept Basic

Art.-Nr.: 601324, 601438, 601302, 601301, 601376, 601342, 601343

Hersteller: Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Produktmerkmale

Gebrauchsfertiges, alkoholfreies Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion und Händewaschung in 7 verschiedenen Gebindegrößen. Wirkstoff: 0,8 g Didecyldimethylammoniumchlorid + 0,5 g 2-PhenoxyethanolEinwirkzeit per 100 g Einwirkzeit: 1 Minute Gebindegrößen: 100 ml, Art.-Nr. 601324 200 ml, Art.-Nr. 601438 500 ml, Art.-Nr. 601302 1 l, Art.-Nr. 601301 3 l, Art.-Nr. 601376 5 l, Art.-Nr. 601342 10 l, Art.-Nr. 601343

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes - Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 06.06.2023 Bundesanzeiger vom 28.06.2023

Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 54 Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel

Positionsnummer: 54.99.02.0011

Bezeichnung: OpSept virugon®

Art.-Nr.: 601506, 601570, 601507, 601508, 601509, 601510

Hersteller: Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Produktmerkmale

Gebrauchsfertiges, alkoholisches, rückfettendes und parfümfreies Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion in 6 verschiedenen Gebindegrößen. Wirkstoff: 73,5 g Ethanol per 100g Einwirkzeit: 30 Sekunden Gebindegrößen: 100 ml, Art.–Nr. 601506 250 ml, Art.–Nr. 601570 500 ml, Art.–Nr. 601507 1 l, Art.–Nr. 601508 5 l, Art.–Nr. 601509 10 l, Art.–Nr. 601510