

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 11. Oktober 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 21. Oktober 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50. 45. 01. 4002
Bezeichnung:	Pflege- und Mobilisationsbett Vertica Homecare, Art.-Nr. 244277
Hersteller:	Burmeier GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	<p>Pflegebett, mit vierteiliger Metalliegefläche, integrierten Seitengittern und vier feststellbaren Laufrollen mit Zentralbremse. Das Bett kann aus der Liegeposition in eine nach vorne hin offene, sesselähnliche Sitzposition überführt werden, die aus dem Sitzen heraus eine Mobilisierung des Patienten ermöglicht. Hierfür wird das Fußteil abgebaut. Teile des Liegeflächenrahmens sind beidseitig klapp- und verstellbar und dienen als zusätzliche Mobilisationsstütze für die Aufstehfunktion.</p> <p>Gewicht: ca. 175 kg Breite: 104 cm Länge: 214 cm Höhe: k. A. Größe der Liegefläche: 90 cm x 200 cm Ausführung der Liegefläche: Metalliegefläche mit Abdeckung aus Kunststoff Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 40 - 81 cm Höhenverstellung: Hubsäulen unter der Liegefläche, elektromotorisch Kopfteil: - Rückenlehne: 0° - 70° winkelverstellbar, elektromotorisch Schenkellehne: 0° - 30° winkelverstellbar, elektromotorisch Unterschenkellehne: 0° - 15° winkelverstellbar, elektromotorisch Sonstige Verstellungen: 0° - 16° Fußtieflage, elektromotorisch Seitengitter: integrierte Seitengitter, absenkbar Seitengitterhöhe: 42 cm (ab Liegefläche) Matratze: Spezial Polyether-Kaltschaummatratze Matratzenhöhe: 12 cm bzw. 14 cm Sperri nrichtung: Selektive Sperri nrichtung integriert in der Handbedienun g Notabsenkun g: Rückenlehne, mechani sch Potenti al ausglei chenschl uss: nei n Steuerung/Antri ebe: Li nak Open Bus Spannungsversor gung: Netzteil box unterhalb der Liegefläche Ei ngangsspannung: 230 V AC, ± 10 %, 50/60 Hz</p>

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50. 45. 01. 4002

Bezeichnung: Pflege- und Mobilisationsbett Vertica Homecare, Art.-Nr. 244277

Ausgangsspannung:	24 V DC
Nennleistung:	k. A.
Schallpegel:	< 47 dB(A)
Schutzart:	IP X6
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	225 kg (Patientengewicht 210 kg)

Verwendungszweck/Indikation:

Eine Versorgung mit dem Produkt kann dann in Betracht kommen, wenn die Indikationsstellung für ein Pflegebett gegeben ist und

- die Pflege ganz oder teilweise im Bett vorgenommen werden muss
- ein Pflegebett mit manueller Verstellbarkeit aufgrund fehlender Kraft und  
Mithilfefähigkeit des Pflegebedürftigen nicht mehr ausreichend ist und bei  
notwendiger Fremdbedieneung, wenn der Pflegende wegen seiner eigenen nicht  
ausreichenden/reduzierten Kraft oder bereits vorliegender Erkrankung(en) des  
eigenen Bewegungsapparates die manuelle Verstellung nicht ausreichend  
bewältigen kann
- die Ausstattung mit einer Sitzfunktion der Liegefläche erforderlich ist
- durch das Produkt ein selbständigeres Aufsuchen/Verlassen des Bettes durch den  
Pflegebedürftigen möglich ist und für die Pflegeperson hierdurch die Pflege  
erleichtert bzw. erst möglich wird, z. B. weil ein Transfer auf Grund von  
Spastiken, Lähmungen, Schmerzen nicht ohne weitere Hilfsmittel/ Pflegehilfsmittel  
durchführbar ist.

Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 11. Oktober 2016 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 21. Oktober 2016**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe**      52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

**Positionsnummer:**      52. 40. 01. 1082

**Bezeichnung:**              Geocare GC3 mit Funkfinger Radiobutton RB2 und aktiver Ladeschale AC1, Art.-  
Nrn. 20024.12 oder 20028.12 mit 40055.12 oder 40056.12 und 30030.12

**Hersteller:**                Li bi fy Technol ogi es GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** xxx