

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 18. Juni 2019 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2019**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 1081
<b>Bezeichnung:</b>	Komfort und Pflegebett BonCasa; Art.-Nr.: 10-0800
<b>Hersteller:</b>	Wissner-Bosserhoff GmbH
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Federliegefläche aus Metall, absenkbaren zweigeteilten Seitengittern sowie Betthäuptern in Holzdekor, wahlweise Liegefläche in 210 cm oder 220 cm Länge.
<b>Gewicht:</b>	160 kg
<b>Breite:</b>	119 cm
<b>Länge:</b>	208 cm
<b>Höhe:</b>	36 cm - 80 cm
<b>Größe der Liegefläche:</b>	90 cm x 210 cm (220 cm)
<b>Ausführung der Liegefläche:</b>	Federliegefläche aus Metall
<b>Teilung der Liegefläche:</b>	vierteilt
<b>Liegehöhe:</b>	36 cm - 80 cm
<b>Höhenverstellung:</b>	Scherenhubgestell, elektromotorisch
<b>Kopfteil:</b>	-
<b>Rückenlehne:</b>	0° - 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
<b>Schenkellehne:</b>	0° - 32° winkelverstellbar, elektromotorisch
<b>Unterschenkellehne:</b>	0° - 13° manuell
<b>Sonstige Verstellungen:</b>	-
<b>Seitengitter:</b>	integrierte zweigeteilte Seitengitter, absenkbar
<b>Seitengitterhöhe:</b>	bis 40 cm (ab Liegefläche)
<b>Matratzenhöhe:</b>	12 cm bis max. 15 cm
<b>Sperreinrichtung:</b>	Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung
<b>Notabsenkung:</b>	Rücken- und Oberschenkellehne, mechanisch
<b>Potentialausgleichsschlüssel:</b>	nein
<b>Steuerung/Antriebe:</b>	k. A.
<b>Spannungsversorgung:</b>	k. A.
<b>Eingangsspannung:</b>	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
<b>Ausgangsspannung:</b>	24 V DC
<b>Nennleistung:</b>	375 W
<b>Schallpegel:</b>	ca. 57 dB(A)
<b>Schutzart:</b>	IP54
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Bettgalgen:</b>	optional
<b>Max. Arbeitslast:</b>	225 kg (Patientengewicht 190 kg)

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 18. Juni 2019 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 05. Juli 2019**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 1082
<b>Bezeichnung:</b>	Ecofit S Low, Art. -Nr.: BE 30200
<b>Hersteller:</b>	TekVor Care GmbH
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Pflegebett, zerlegbar, mit Holzseitengittern und halboffener Holzfront sowie vierteiliger Liegefläche aus Stahlfederleisten.
<b>Gewicht:</b>	76,2 kg (ohne Seitengitter)
<b>Breite:</b>	102 cm
<b>Länge:</b>	215 cm
<b>Höhe:</b>	80,4 cm (ohne Aufrichter)
<b>Größe der Liegefläche:</b>	90 cm x 200 cm
<b>Ausführung der Liegefläche:</b>	Metallrahmen mit Stahlfederleisten
<b>Teilung der Liegefläche:</b>	viergeteilt
<b>Liegehöhe:</b>	22 cm - 64,5 cm
<b>Höhenverstellung:</b>	Hubsäulen in Betthäupter integriert, elektromotorisch
<b>Kopfteil:</b>	-
<b>Rückenlehne:</b>	0° - 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
<b>Schenkel lehne:</b>	0° - 30° winkelverstellbar, elektromotorisch
<b>Unterschenkel lehne:</b>	0° - 25° winkelverstellbar, manuell
<b>Sonstige Verstellungen:</b>	-
<b>Seitengitter:</b>	Holzseitengitter, absenkbar
<b>Seitengitterhöhe:</b>	42,5 cm (Matratzenhöhe 12 cm)
<b>Max. Matratzenhöhe:</b>	12 - 20 cm
<b>Sperreintrichtung:</b>	Sperreintrichtung integriert in der Handbedienung
<b>Notabsenkung:</b>	elektromotorisch mittels 9V-Notabsenkungsbatterie
<b>Potentialausgleichsschlüssel:</b>	nein
<b>Steuerung/Antriebe:</b>	Li moss MC 220 / MD 100, MD 125 und 2 x MD 121
<b>Spannungsversorgung:</b>	Netzteilbox Li moss MC 125 unterhalb der Liegefläche
<b>Eingangsspannung:</b>	230/240 V AC, 50/60 Hz
<b>Ausgangsspannung:</b>	29 - 35 V DC
<b>Nennleistung:</b>	70 W
<b>Schutzart:</b>	IP X4
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Bettgalgen:</b>	serienmäßig
<b>Max. Arbeitslast:</b>	220 kg (Patientengewicht 185 kg)